

## Schmerzmanagement

Epiduralanästhesie

218

Spinalanästhesie

220

Kombinierte Spinal-

Epiduralanästhesie

220

## Mobile Infusionssysteme

Pumpen

221

Pumpenzubehör

221

Pumpen-Verbrauchsmaterial

223

Subkutanes Infusionsset

224



## Schmerzmanagement

### Epiduralanästhesie



#### Portex Tuohy-Epiduralnadeln

Diese Epiduralnadeln sind einzeln verpackt oder in gängigen Tray-Konfigurationen erhältlich.

- Ermöglichen den präzisen und zuverlässigen Zugang zum Epiduralraum
- Optimiertes Spitzenprofil maximiert das Testgefühl während der Insertion
- Interne Mandrine minimieren Gewebeausstanzungen während der Einführung
- Optionale ansteckbare Flügel ermöglichen maximale Flexibilität
- Tiefe der Nadel lässt sich leicht durch die eindeutigen 10-mm-Graduierungen bestimmen

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Inhalt
36016	Portex Tuohy-Epiduralnadel	18G	80	10
36711*	Portex Tuohy-Epiduralnadel	16G	110	10
36017	Portex Tuohy-Epiduralnadel	18G	110	10



#### L.O.R.-Spritze

Gleitfähige Einweg-Spritze, die speziell für die erfolgreiche Lokalisierung des Epiduralraums entwickelt wurde. Die Spritze aus Kunststoff besteht aus Polypropylen. Ihre zuverlässige und weiche Kolbenfunktion gewährleistet eine ausgezeichnete Sensitivität bei der Erkennung des Epiduralraums.

- Reibungsarme Kolbenbewegung
- Luer-Slip- oder Luer-Lock-Konfiguration
- Vorgeschierte Kunststoffspritzen eignen sich zur Verwendung zusammen mit Luft- und Salzlösungstechnik
- Der mit Messstrichen ausgestattete Zylinder zeigt den Grad des Kolbenvorschubs an

Artikel-Nr.	Produkt	Volumen ml	Inhalt
36019	L.O.R. Spritze	10	10



#### Epidural-Einzeldosis-Pack

Die Epidural-Einzeldosis-Packs umfassen ein L.O.R.-Spritze und einen Tuohy-Nadelsatz. Diese Sets eignen sich ideal zur Verwendung in chronischen Schmerzkliniken zur Bolus-Injektion in den Epiduralraum.

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Volumen ml	Inhalt
36709*	Portex Epidural-Einzeldosis-Pack	16G	80	10	10



#### Portex Epiduralkatheter

Geschlossen, mit 3 seitlichen Öffnungen, transparent

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Inhalt
36104	Portex Epiduralkatheter	18G	10



#### LockIt Plus Epiduralkatheter-Fixiervorrichtung

Die LockIt Plus ist eine einzigartige Fixiervorrichtung für Epiduralkatheter, die darauf ausgelegt ist, eine unerwünschte Katheter-Migration zu verhindern. Das Produkt unterstützt das postoperative Schmerzmanagement.

- Transparenter Verschlussmechanismus erhält die Durchgängigkeit des Katheters und ermöglicht die Überwachung der Katheter-Austrittsseite
- Selbstklebendes Schaumgummipad erleichtert die Anbringung und minimiert Beschwerden auf Seiten des Patienten
- Medizinisches Klebeband beugt Hautreizungen vor
- Leichte Ablösbarkeit sorgt für eine einfache Anwendung, sogar mit Handschuhen

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Inhalt
36020	LockIt Plus selbstklebende Katheter-Fixiervorrichtung für 18G	18G	50

## Schmerzmanagement

### Epiduralanästhesie



#### Portex Epiduralfilter flach mit Luer Lock

Bakterienfilter können zur In-line-Filtration von geringen Volumina wässriger Lösungen verwendet werden. Sie eignen sich besonders für die Filtration von Arzneimittellösungen während der Injektion in den Epiduralraum, um den Patienten vor der Übertragung von Infektionen oder anderen Partikeln zu schützen. Wir empfehlen die Verwendung dieser Filter zusammen mit einer Spritze mit mindestens 10-ml-Kapazität, um unsachgemässe Drücke zu vermeiden.

- Hydrophile 0,2-µm-Membran
- Flaches Profil für Patientenkomfort
- Männlicher Luer-Lock mit Roationsmanschette und weibliche Luer-Lock-Anschlüsse für leichte Verstellbarkeit von Filter- und Katheteranschluss
- Liegt flach am Patienten an und verbessert dadurch den Patientenkomfort
- Transparent für die visuelle Überwachung der Filtration
- Geringes Füllvolumen

Artikel-Nr.	Produkt	Typ	Volumen ml	Inhalt
35988	Portex Epiduralfilter flach mit 0,2µm hydrophiler 2-Wege Membran	Luer Lock	0.8	10



#### Epidural Minipack System 1

Kosteneffektives und praktisches Pack, das die wesentlichsten Komponenten für die Durchführung eines epiduralen Verfahrens enthält. Epiduralminipacks sind in mehreren «Systemen» erhältlich, um mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Alle Produkte sind für die einmalige Verwendung bestimmt und werden in platzsparenden Packs bereitgestellt.

System 1  
Tuohy-Nadel, Nylonkatheter, L.O.R.-Spritze à 10 ml Luer-slip, Katheteretikett

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Volumen ml	Inhalt
36591	Epidural Minipack System 1, mit offenem Ende	16G	80	10	10
35989	Epidural Minipack System 1, Katheter mit offenem Ende	18G	80	10	10
35991	Epidural Minipack System 1 Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	16G	80	10	10
35992	Epidural Minipack System 1 Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	18G	80	10	10
36014	Epidural Minipack System 1 Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	18G	110	10	10
35990	Epidural Minipack System 1, Pädiatrie Katheter mit offenem Ende	19G	50	10	10
36010	Epidural Minipack System 1, mit Lockit Plus Katheterfixierung, Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	18G	80	10	10



#### Epidural Minipack System 2

Ein kosteneffektives und praktisches Pack, das die wesentlichsten Komponenten für die Durchführung eines epiduralen Verfahrens enthält. Epiduralminipacks sind in mehreren «Systemen» erhältlich, um mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Alle Produkte sind für die einmalige Verwendung bestimmt und werden in platzsparenden Packs bereitgestellt.

System 2  
Tuohy-Nadel, Nylonkatheter, Katheteretikett und Filter

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Inhalt
36710*	Portex Epiduralminipacks System 2, mit 0,2µm Filter, Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	18G	80	10



#### Epidural Minipack System 4


Kosteneffektives und praktisches Pack, das die wesentlichsten Komponenten für die Durchführung eines epiduralen Verfahrens enthält. Epiduralminipacks sind in mehreren «Systemen» erhältlich, um mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Alle Produkte sind für die einmalige Verwendung bestimmt und werden in platzsparenden Packs bereitgestellt.

System 4  
Tuohy-Nadel, Nylonkatheter, Katheteretikett

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Inhalt
36015	Epidural Minipack System 4, Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	16G	80	10
36592	Epidural Minipack System 4, Katheter mit geschlossenem Ende und 3 seitlichen Öffnungen	18G	80	10

## Schmerzmanagement

### Spinalanästhesie



#### Portex Spinalnadel

Nadel mit Lanzettenspitze und Einführnadel.

- Farbcodierte Mandrine zur einfachen Erkennung der Nadelgrösse
- Einschliesslich passender Einführnadel zur Gewährleistung einer präzisen und sicheren Nadelplatzierung im Subarachnoidalraum
- Transparente Anschlüsse und ausgezeichnete Zerebrospinalflüssigkeit-Rückflussleistung bedeuten rasche Identifizierung der korrekten Nadelplatzierung

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Inhalt
36025	Portex Spinalnadel mit Lanzettenspitze (Quincke) mit Einführnadel	22G / 18G	90	20



#### Portex Spinalnadelset

Diese Nadeln sind wahlweise mit Pencil-Point- oder Lanzettenspitze erhältlich.

- Farbcodierte Mandrine zur einfachen Erkennung der Nadelgrösse
- Einschliesslich passender Einführnadel zur Gewährleistung einer präzisen und sicheren Nadelplatzierung im Subarachnoidalraum
- Transparente Anschlüsse und ausgezeichnete Zerebrospinalflüssigkeit-Rückflussleistung bedeuten rasche Identifizierung der korrekten Nadelplatzierung

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Grösse mm	Inhalt
36594	Portex Spinalnadelset mit Lanzettenspitze (Quincke)	25G	90	20
36595	Portex Spinalnadelset mit Pencil Point (Whitacre)	25G	90	20
36593	Portex Spinalnadelset Pencil Point (Whitacre)	25G	115	10
36596	Portex Spinalnadelset mit Pencil Point (Whitacre)	27G	90	20

### Kombinierte Spinal-Epiduralanästhesie



#### Konventionelle (nicht verriegelnde) CSE-Minipacks

CSE-Minipacks ermöglichen eine schnell wirkende, zuverlässige Spinalanästhesie, die sowohl intra- als auch postoperativ mittels eines Epidural-katheters verlängert werden kann. Dieses Produkt ist auf optimale Leistung ausgelegt, minimiert die Reibung von Nadel an Nadel und maximiert die Fühlbarkeit der Durapunktion. Schneller Rückenmarksflüssigkeit-Flashback zur Bestätigung der korrekten Nadelspitzen-Position.

- Höchstens 15 mm herausragende Spinalnadelspitze bei Tuohy-Nadel
- Eine ausgezeichnete Arzneimittelverteilung wird durch drei helikal platzierte laterale Öffnungen im transparenten Katheter erzielt, wodurch das Risiko einer lokalisierten Ansammlung von Arzneimittellösungen im Epiduralraum verringert wird
- Pencil-Point-Nadeln stellen eine zufriedenstellende Lösung bei postpunktionellen Kopfschmerzen dar und ermöglichen einen atraumatischen Zugang zum Subarachnoidalraum

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Inhalt
36588	Konventionelle (nicht verriegelnde) CSE-Minipacks Pencil Spinal-Epiduralset	16G / 26G	10
36589	Konventionelle (nicht verriegelnde) CSE-Minipacks Pencil Spinal-Epiduralset	18G / 26G	10



#### Kombiniertes Spinal- und Epidural-System mit CSEcure Nadel-Verriegelung

Bestehend aus:

- Nadelset
- Tuohy-Nadel 18G
- Spinalnadel 27G (Pencilpoint)
- EpiFuse-Verbindung
- Filter
- Lord 10 ml Luer-sip
- Fixierschwämmchen
- Etikettierung

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse	Inhalt
36024	Kombiniertes Spinal- und Epidural-System mit CSEcure Nadel-Verriegelung	18G / 27G	10

## Mobile Infusionssysteme

### Pumpen



#### **CADD-Solis ambulante Infusionspumpen**

Die ambulanten und intelligenten Pumpen ermöglichen eine sichere Medikamentenverabreichung im Krankenhaus, in der häuslichen Pflege und in alternativen Pflegeeinrichtungen. Die Pumpe gewährleistet die Medikamentengabe bei gleichzeitiger Mobilität des Patienten. Eine höhere Patientenmobilität senkt erwiesenermaßen die Rekonvaleszenzkosten und verringert die Dauer des Krankenhausaufenthalts.

Übliche Anwendungen/Verfahren mit CADD-Solis:

- IV-PCA
- Subkutan
- Epidural
- Nervenblockade
- Wundinfiltration
- WLAN optional

Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt
36130	CADD-Solis ambulante Infusionspumpe V4 deutsch	1
36129	CADD-Solis ambulante Infusionspumpe V4 französisch	1



#### **CADD-Solis ambulante VIP Infusionspumpen**

Das CADD-Solis VIP-System bietet Ärzten und Ärztinnen die Sicherheit zuverlässiger Leistung, genauer Medikamentenverabreichung und einfacher Anwendung. Es ist die erste sichere, einfache und intelligente Multitherapie-Infusionsplattform.

Die CADD-Solis VIP (variierbares Infusionsprofil) ambulante Infusionspumpe wurde für die sichere Pflege von Erwachsenen und Kindern in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen der klinischen Pflege konzipiert. Die Pumpe kann mit einer Protokollkonfiguration programmiert werden, in der die Behandlung, das Kriterium und Medikamenteninformationen festgehalten werden. Folgende Zufuhrprofile werden unterstützt: PCA, kontinuierlich, intermittierend, individuell gestufte Rate sowie abnehmende Infusion für die Analgesie, Chemotherapie, Hydratation, Antibiotika, Immunglobulin und TPN.

Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt
36132	CADD-Solis VIP ambulante Infusionspumpe manueller Modus deutsch	1
36131	CADD-Solis VIP ambulante Infusionspumpe manueller Modus französisch	1
36682	CADD-Solis VIP Pump Kit französisch	1

### Pumpenzubehör



#### **Software für CADD-Solis ambulante Pumpen**

CADD-Solis-Software zur Medikationssicherheit – Administrator-Programm: Bei der Administrator-Software handelt es sich um eine Windows-basierte Anwendung, die von ausgewählten Pflegekräften zur Erstellung und Verwaltung der standardisierten Pumpenprotokolle verwendet wird. Mithilfe der Anwendung kann die CADD-Solis VIP-Pumpe sicher und korrekt programmiert werden, sodass Apotheker:innen und Pflegekräfte die Zeit der manuellen Programmierung der Infusionspumpe einsparen. Zudem werden für die zusätzliche Pumpendokumentation, Berichterstattung und Analyse zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung Daten über die Infusion gesammelt.

Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt
36142*	PharmGuard Administrator MSS (Medication Safety Software) zur Programmierung der CADD Solis Pumpen	1



#### **Stromversorgung für CADD Pumpen**

Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt entweder über 4 AA-Batterien, einen Netzadapter mit Netzkabel oder über einen wiederaufladbaren Akku. Bei dem drahtlosen Kommunikationsmodul ist der wiederaufladbare Akku fest im Modul integriert.

Artikel-Nr.	Produkt	Leistung	Inhalt
36135	CADD-Solis wiederaufladbarer Akku Lithium Ionen deutsch	3.7 V	1
36134*	CADD-Solis wiederaufladbarer Akku Lithium Ionen französisch	3.7 V	1
36686*	CADD-Solis wiederaufladbarer Akku Lithium Ionen englisch	3.7 V	1
36121	CADD-Solis Netzteil		1

\* auf Bestellung

## Mobile Infusionssysteme

### Pumpenzubehör



**smths medical** Ersatzteile für CADD-Pumpen

Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt
36140	CADD-Solis Pumpenschlüssel	1
36687*	CADD-Solis Batteriefachabdeckung Ersatzdeckel	1
36141	CADD-Solis Bolusgeber	1



**smths medical** CADD-Solis LockBox

Kompatibel mit CADD-Solis Pumpe und Standard-Infusionsbeuteln bis 500 ml

Artikel-Nr.	Produkt	Farbe	Inhalt
36688*	CADD-Solis grosse LockBox mit Schlüssel und vollem Tastaturzugriff	transparent	1
36690*	CADD-Solis Reperaturkit zu LockBox Schlossersatz		1



**smths medical** Zubehör zur Befestigung am Infusionsständer für CADD-Pumpen

Verriegelbare und nicht verriegelbare Infusionsständerhalterung gleitet in die Aussparung am Halterungsadapter oder an der LockBox und ermöglicht so die Befestigung der Pumpe oder der LockBox am Ständer.

Adapter für Infusionsständerhalter zur Verwendung mit der CADD-Solis Pumpe und der Halterung oder der verriegelbaren Halterung (nicht in Verbindung mit dem Kommunikationsmodul)

Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt
36689*	CADD-Solis verriegelbarer Infusionsständerhalter	1
36198	CADD-Solis Infusionsständerhalter	1
36133	CADD-Solis Infusionsständeradapter	1

**smths medical** Tragetaschen und Rucksäcke für CADD Pumpen

Zur Verwendung mit allen CADD Pumpen (ohne Kommunikationsmodul)



Artikel-Nr.	Produkt	Farbe	Volumen ml	Inhalt
36136	CADD-Solis Pumpenbeutel wiederverwendbar	blau	50 / 100	1
36137	CADD-Solis Pumpenbeutel wiederverwendbar mit Gürtel und Schultergurt	blau	250 / 500	1
36139	CADD-Solis Pumpenbeutel für den Einmalgebrauch	schwarz	50 / 100	10
36568	CADD-Solis Pumpenbeutel für den Einmalgebrauch	schwarz	250 / 500	10
36138	CADD-Solis Pumpenrucksack	blau	3000	1
36692*	CADD Pumpen-Transportkoffer			1

## Mobile Infusionssysteme

### Pumpenzubehör

#### CADD-Legacy Plus Pumpenzubehör



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt
36691*	CADD-Legacy Bolusgeber PCA	1

### Pumpen-Verbrauchsmaterial

#### CADD Standard-Infusionssets mit Flow-Stop



Ambulante CADD Infusionssets mit Flow-Stop schützen vor unkontrollierter Schwerkraftinfusion von Flüssigkeiten, indem sie automatisch aktiviert werden, um den Flüssigkeitsweg zu schliessen, wenn das Infusionsset oder das Reservoir von der Pumpe entfernt wird. Das System schützt nicht nur vor einer unbeabsichtigten Schwerkraftinfusion, sondern ermöglicht auch das Vorfüllen mittels Schwerkraft, wenn das Gerät nicht an die Pumpe angeschlossen ist.

- Freiflusschutz Flow-Stop
- Integriertes Anti-Siphon-Ventil (ASV)
- Mit Schlauchklemme
- DEHP-frei

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauch cm	Volumen ml	Inhalt
36218	CADD Infusionsset mit Einstechdorn, männlicher Luer-Lock	198	2.3	12
36219	CADD blau-gestreiftes Infusionsset mit Einstechdorn, männlicher Luer-Lock	198	2.3	12
36220	CADD Infusionsset mit Einstechdorn, gelber-gestreifter Schlauch, männlicher Luer-Lock	312	3.2	12
36221	CADD Infusionsset mit Einstechdorn, weiblicher Luer-Lock, Y-Erweiterung	274	4.2	12

#### CADD Standard-Infusionssets mit Luftfiltern und integriertem Flow-Stop



Ambulante CADD Infusionssets mit Flow-Stop schützen vor unkontrollierter Schwerkraftinfusion von Flüssigkeiten, indem sie automatisch aktiviert werden, um den Flüssigkeitsweg zu schliessen, wenn das Infusionsset oder das Reservoir von der Pumpe entfernt wird. Das System schützt nicht nur vor einer unbeabsichtigten Schwerkraftinfusion, sondern ermöglicht auch das Vorfüllen mittels Schwerkraft, wenn das Gerät nicht an die Pumpe angeschlossen ist.

- Freiflusschutz Flow-Stop
- Integriertes Anti-Siphon-Ventil (ASV)
- Mit Schlauchklemme
- DEHP-frei

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauch cm	Volumen ml	Inhalt
36358	CADD Infusionsset mit Einstechdorn, Flow-Stop, gelber-gestreifter Schlauch, 0,2-Mikron-Filter, männlicher Luer-Lock	330	6.2	12
36360	CADD Infusionsset mit Einstechdorn, Flow-Stop, Spiralschlauch, 1,2-Mikron-Filter, männlichem Luer-Lock-Anschluss	236	8.0	15
36685*	CADD Infusionsset mit weiblichem Luer-Lock, Flow-Stop, 0,2-Mikron-Filter, männlicher Luer-Lock	259	3.1	12

#### CADD Hochleistungs-Infusionssets mit integriertem Flow-Stop



Ambulante CADD Infusionssets mit Flow-Stop schützen vor unkontrollierter Schwerkraftinfusion von Flüssigkeiten, indem sie automatisch aktiviert werden, um den Flüssigkeitsweg zu schliessen, wenn das Infusionsset oder das Reservoir von der Pumpe entfernt wird. Das System schützt nicht nur vor einer unbeabsichtigten Schwerkraftinfusion, sondern ermöglicht auch das Vorfüllen mittels Schwerkraft, wenn das Gerät nicht an die Pumpe angeschlossen ist.

- Freiflusschutz Flow-Stop
- Integriertes Anti-Siphon-Ventil (ASV)
- Mit Schlauchklemme
- DEHP-frei

- Maximale Zufuhrate von bis zu 500 ml/h mit CADD-Solis Modell 2110 (v3 und höher) oder CADD-Solis VIP Modell 2120 Pumpen

- NICHT KOMPATIBEL MIT CADD-Legacy, CADD-Solis Modell 2100 (alle Versionen) und Pumpen der Modelle 2110 v1.0 und v2.0

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauch cm	Volumen ml	Inhalt
36684*	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Flow-Stop, Einstechdorn, männlichem Luer-Lock Anschluss	234	11	15
36555	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Flow-Stop, Einstechdorn, 1,2-Mikron-Filter, männlichem Luer-Lock-Anschluss	300	18	15
36564	CADD Hochleistungs-Infusionsset mit Flow-Stop, Einstechdorn, 1,2-Mikron-Luftfilter, Y-Erweiterung mit Rückschlagventil und nadelfreiem Zuspritzport, männlichem Luer-Lock	300	18	15

\* auf Bestellung

## Mobile Infusionssysteme

### Pumpen-Verbrauchsmaterial



#### **CADD Medikamentenkassetten mit integriertem Flow-Stop**

Zur Verbesserung der Patientenmobilität und Arzneimittelsicherheit mit abschliessbaren Medikamentenkassetten. Zum Vorfüllen oder leer erhältlich, um jeder Verordnung zu entsprechen.

- Mit integriertem Freiflusschutz Flow Stop
- Nicht belüfteter Endkappe
- Maximale Zufuhr rate von bis zu 250 ml/h mit CADD-Solis Modell 2110 (v3 und höher) und CADD-Solis VIP Modell 2120 Pumpen (alle Versionen)
- Maximale Zufuhr rate von bis zu 175 ml/h mit CADD-Solis Modell 2100 (alle Versionen) und Pumpen der Modelle 2110 v1.0 und v2.0
- Maximale Zufuhr rate von bis zu 125 ml/h mit CADD-Legacy Pumpen
- Muss mit CADD Verlängerungen verwendet werden

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse ml	Schlauch cm	Volumen ml	Inhalt
36192	CADD Medikamenten-Kassetten mit Flow Stop, weiblicher Luer	50	20	0.2	12
36196	CADD Medikamenten-Kassetten mit Flow Stop, weiblicher Luer	100	20	0.2	12
36215	CADD Medikamenten-Kassetten mit Flow Stop, weiblicher Luer	250	20	0.2	12
36217	CADD Medikamenten-Kassette gelb mit Flow Stop, weiblichem Luer	250	20	0.2	12

#### **CADD Verlängerungen**

Zur Verwendung mit CADD Medikamentenkassetten



- Integriertes Anti-Siphon-Ventil (ASV) für zusätzlichen Schutz gegen freien Fluss von Flüssigkeiten
- Mit Klemme
- DEHP-frei

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauch cm	Volumen ml	Inhalt
36683*	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich	76	1.1	50
36204	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich	114	1.4	50
36207	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich	114	1.4	12
36205	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich	153	1.7	50
36208	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich	153	1.7	12
36211	CADD Verlängerung gelb-gestreift mit Luer-Anschluss männlich/männlich	229	2.3	12
36210	CADD Verlängerung Luer männlich/männlich, Y-Erweiterung mit Rückschlagventil weiblicher Luer	173	2.9	12
36563	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich, Y-Erweiterung mit Rückschlagventil weiblicher Luer-Lock, 0,2-Mikron-Filter	175	3.2	12
36213	CADD Verlängerung mit Luer-Anschluss männlich/männlich, 0,2-Mikron-Filter	153	1.8	50
36561	CADD Verlängerung gelb-gestreift mit Luer-Anschluss männlich/männlich, 0,2-Mikron-Filter	229	2.4	50
36562	CADD Verlängerung blau-gestreift mit Luer-Anschluss männlich/männlich, 0,2-Mikron-Filter	229	2.4	50

### Subkutanes Infusionsset



#### **Cleo subkutanes Infusionsset**

Die umschlossene Nadel fährt nach dem Einstechen automatisch in das Gehäuse ein, wodurch das Risiko versehentlicher Nadelstichverletzungen minimiert wird. Das einzigartige, patentierte Gehäuse umfasst eine Einführhilfe und eine Kanüle. Der hypoallergene, transparente Klebeverband ist luftdurchlässig, verhindert das Eindringen von Wasser und bleibt an Ort und Stelle. Die Schlauchverbindung kann um 360° gedreht werden, wodurch noch mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität entsteht. Mit Luer-Lock-Verbindung.

Kanülenlänge: 6 und 9 mm  
Schlauchlänge: 60, 80 und 110 cm

Artikel-Nr.	Produkt	Grösse mm	Schlauch cm	Inhalt
36222	Cleo subkutanes Infusionsset	6	60	10
36223	Cleo subkutanes Infusionsset	6	80	10
36224	Cleo subkutanes Infusionsset	6	110	10
36225	Cleo subkutanes Infusionsset	9	60	10
36226	Cleo subkutanes Infusionsset	9	80	10
36227	Cleo subkutanes Infusionsset	9	110	10